

## 三重県精度管理調査 受付マニュアル




- ① 日臨技の HP へアクセスする <https://www.jamt.or.jp/>  
トップページの【臨床検査精度管理調査】をクリックする。⇒精度管理調査画面へ



- ② 画面左の【>JAMTQC 参加施設向けシステム】をクリックする。⇒ログイン画面へ



- ③ 【施設番号】及び【パスワード】を入力し、ログインする。⇒トップメニューへ



- ④ トップメニュー右側の【事務メニュー】をクリックする。⇒事務メニュー詳細へ

事務メニュー		施設情報		精度管理事業		施設認証	
申込	年度	コード	事業	変更	受付番号		
終了	令和5	230001	2023年度日臨技臨床検査精度管理調査				
				確認	3532	中央検	
終了	令和5	230014	2023年度日臨技臨床検査精度管理調査(感測床項目)				
<b>申込み</b>	令和5	232401	令和5年度 三重県技師会臨床検査精度管理調査				
終了	令和4	220000	2021年度日本臨検衛生検査技師会器具保証施設認証				

⑤ 【精度管理事業】のタブを選択。

事業【令和5年度 三重県技師会臨床検査精度管理調査】欄の【申込み】をクリックする。⇒受付入力画面へ

申込	コード	コース名	料金	残数
<input type="checkbox"/>	01	臨床化学【全項目】	5000	200
<input type="checkbox"/>	02	生化学のみ	200	
<input type="checkbox"/>	03	HbA1cのみ	200	
<input type="checkbox"/>	04	免疫【全項目】	3000	200
<input type="checkbox"/>	05	微生物【全項目】	2000	200
<input type="checkbox"/>	06	凝膠・フォトのみ	200	
<input type="checkbox"/>	07	コロナPCRのみ	200	
<input type="checkbox"/>	08	血液【全項目】	4000	200
<input type="checkbox"/>	09	CECのみ	100	
<input type="checkbox"/>	10	凝乳のみ	200	

⑥ 赤線で囲った施設情報を入力後、受検コース欄より参加する項目を選択する。

全項目受検する施設は一番下にある【全項目】を選ぶ。

それ以外の施設は受検する項目のみ選ぶ。

【例】

- 生化学,HbA1c,凝固,コロナ PCR を受検⇒臨床化学【全項目】,凝固のみ,コロナ PCR のみ☑する。
- 生化学,CBC,凝固,フォト,心電図,輸血を受検⇒生化学のみ,血液【全項目】,心電図のみ,輸血【全項目】のみ☑する

※受検コースの料金及び残数に関しては設定変更ができなかった為、無視してください。  
正式な請求書は調査試料に同封させていただきます。

【お問い合わせ先】 三重県臨床検査精度管理協議会 事務局 大川 一正  
〒515-8566 松阪市川井町字小望 102 松阪中央総合病院 中央検査科  
TEL : 0598-21-5286(直通) FAX : 0598-21-8461  
Mail : kazumasa.okawa@miekosei.or.jp